

慢病毒包装试剂盒产品说明书

【产品组成】

产品名称	货号	规格
慢病毒包装试剂盒 (Lentiviral Packaging Kit)	BG20401S	20 assays
	BG20401L	40 assays

【储存条件】 4 °C 保存

【保质期】 12 个月（溶解后的质粒溶液需-20°C保存）。

【产品说明】

慢病毒包装试剂盒由优化的包装质粒混合物(Package Plasmid Mix)、表达EGFP的对照质粒(Control Plasmid)、EpFect™ Transfection Reagent 组成。它属于第二代慢病毒包装体系，同时可兼容第二代和第三代慢病毒包装质粒。慢病毒中的毒性基因已经被剔除并被外源性目的基因所取代，属于假型病毒，即产生的慢病毒感染目的细胞后不会再感染其他细胞，也不会利用宿主细胞产生新的病毒颗粒。慢病毒系统具有感染效率高，感染谱广等特点，可实现外源基因在宿主细胞中的稳定持续表达。经该试剂盒包装获得的对照质粒病毒滴度可达 10^8 TU/mL。

【操作步骤】

一、慢病毒载体准备

- 获取含有目的基因的慢病毒载体：合生基因提供定制化慢病毒载体构建服务，多种启动子、多种抗性筛选标记、多种荧光标记可供选择，可实现基因的过表达、shRNA/miRNA 介导的基因沉默、CRISPR/Cas9 介导的基因敲除等。

- 根据不同规格中包装质粒混合物(Package Plasmid Mix)及EGFP control 质粒的量，使用前 ddH₂O 稀释成 1 μ g/ μ L 的质粒溶液。

注：溶解后的质粒切忌反复冻融，需按照使用量进行分装并于-20°C保存。

二、慢病毒包装

- 细胞准备：转染前一天，将 $3-5 \times 10^6$ 的 293FT 或 293T 细胞接种到 10 cm 细胞培养皿中，放置于 37°C，5% CO₂ 培养箱培养 16 h~24 h。

注：细胞要充分消化，成团细胞影响转染效率。

2. 细胞转染：

- 取一支 1.5 mL EP 管（标记为 A 管），分别加入 300 μ L Opti-MEM medium 及 40 μ L EpFect™ Transfection Reagent 进行稀释，混匀，室温静置 5 min；
- 另取一支 1.5mL EP 管（标记为 B 管），加入以下试剂并混匀；

试剂名称	试剂数量
慢病毒载体（或EGFP对照质粒）	2.5 μ L (1.0 μ g/ μ L)
慢病毒包装质粒混合物	7.5 μ L (1.0 μ g/ μ L)
Opti-MEM medium	300 μ L

- 将 A 管液体转入到 B 管内，混匀，室温静置 15-30 min；
- 将混合物逐滴均匀加入到 10 cm 皿中的 293FT 或 293T 细胞，轻微混匀，置于 37°C，5% CO₂ 培养箱中培养；
- 转染 6 h 后，吸去含有转染复合物的培养基，更换为 37°C 预热的新鲜培养基。

注：转染前细胞密度达 80% 左右，细胞状态对于慢病毒包装至关重要。

- 转染 48 h 后，收集病毒上清液，再加入 10-15 mL 新鲜的完全培养基 (DMEM +10% FBS) 至 10 cm 细胞培养皿中，置于 37°C，5% CO₂ 培养箱继续培养。
- 转染 72 h 后，可进行二次病毒上清液收集，与 48 h 收集的上清液混合后使用 0.45 μ m 滤器过滤，过滤后的上清液可直接感染目的细胞，或使用慢病毒浓缩试剂盒 (BG20101) 进行浓缩后-80°C保存。

注：(1) 切忌反复冻融病毒，冻融一次病毒滴度将降低 10-20%。

(2) -80°C 保存的慢病毒最好在半年内使用。

三、病毒滴度测定

1. 测定前一天，将生长状态良好的293细胞消化计数后稀释至 5×10^4 /mL，加入96孔板，100 μ L/孔，为每个病毒准备8-10个孔。放入37°C，5% CO₂培养箱中培养。
2. 取一定量的病毒液感染细胞：在EP管中做10倍梯度稀释，连续10个稀释度。稀释方法如下：每种病毒准备10个1.5 mL EP管，每管加入90 μ L培养液，往第一个管中加入10 μ L病毒原液，记作 10^0 ；混匀后，吸取10 μ L加入第二个管混匀，记作 10^{-1} ；依此类推（ $10^0 \sim 10^{-8}$ ），在对应细胞孔中加入10 μ L稀释好的病毒液并做好标记，培养48-72 h后观察结果。
3. 滴度计算：对于带有荧光标记的慢病毒可使用荧光计数法测定滴度。
4. 在荧光显微镜下观察结果，并数出最后两个有荧光的荧光细胞克隆数。
 - a) 假设为X和Y，则滴度 (TU/mL) = $(X+Y \times 10) \times 1000/2/X$ 孔的病毒液含量 (μ L)。

四、慢病毒感染目的细胞

VSVG包膜蛋白对不同的细胞和组织的亲嗜性有很大差异，在使用慢病毒感染目的细胞之前，需要查阅相关文献或进行预实验确定目的细胞的复感染指数 (MOI, multiplicity of infection)。

预实验方案：

1. 按照上述步骤包装EGFP对照慢病毒及确定慢病毒滴度；
2. 实验前一天，将生长状态良好的目的细胞消化计数后稀释至 5×10^4 /mL，加入96孔板，100 μ L/孔。放入37°C，5% CO₂培养箱中培养。
注：悬浮细胞不需要提前一天接种，实验前将细胞计数接种后，直接加入病毒混合液即可。
3. 配制不同MOI梯度 (1、10、100) 的慢病毒 + polybrene + 培养基混合液；
注：polybrene (BG20301) 为常用的促感染试剂，能够显著提高病毒对细胞的接触及感染效率，一般使用浓度为2-12 μ g/mL，但对某些细胞（如末端分化的神经元，DC细胞等）毒性较大，初次使用建议先做毒性测试。
4. 吸去96孔板中目的细胞的培养基，加入3中配制的慢病毒混合液，放入37°C，5% CO₂培养箱中继续培养；
5. 24 h后更换为新鲜培养基继续培养；

6. 感染48-72 h后，荧光显微镜下观察荧光表达情况，确认目的细胞的感染条件和感染参数，感染效率=荧光蛋白表达的细胞数/同一视野中明场总细胞数 $\times 100\%$ ；

7. 如预实验未能找到合适的感染条件，可调整MOI梯度再次检测。

正式实验方案：确定了目的细胞的最佳感染条件和MOI，可正式开始实验。

1. 包装目的质粒慢病毒；
2. 对目的质粒慢病毒进行收集浓缩及滴度测定；
3. 根据预实验测定的感染条件进行感染（感染流程与预实验相同）。